

Desinfektionsmittelempfehlung Koll. "Skyline 2"



					Hersteller	
				•	Biguanid-Fläche	Dr. Schumacher GmbH
				•	Cleansept	
				•	Cleansept wipes	
				•	Descosept AF	
				•	FD 312	Dürr Dental GmbH & Co. KG
				•	FD 322	
				•	FD 333	
				•	FD 340	
				•	Antifect® AF	Schülke & Mayr GmbH
				•	Antifect® FF	
				•	Antifect® FD 10	
				•	Antifect® S	
				•	Antifect® Plus	
				•	Antifect® N Liquid	
				•	Bacterianos® D IP Sterile	
				•	Buraton® 10F (0,5%)	
				•	Buraton® 3025	
				•	Perform® (0,5%)	
				•	Perform® (3,0%)	
				•	Terralin® (0,5%)	
				•	Terralin® Protect (0,2%)	
				•	Terralin® Protect (0,5%)	
				•	Mikrozid Liquid	
				•	Mikrozid Sensitiv Liquid	
				•	Esemfix	
				•	Quartacid® (0,5%)	
				•	Quartacid® K	
				•	Quartamon Med	
				•	Quartasept	
				•	Surfanios IP Sterile	
				•	Terralin® Liquid (100%)	
				•	Lyso® AM (0,5%)	
				•	Lyso® Plus (0,5%)	
				•	S&M Reinigungsadditiv (0,5%)	
				•	Helipur	
				•	Quatohex®	
				•	Hexaquant® plus (0,5%)	
				•	Hexaquant® plus (5,0%)	
				•	Hexaquant® S (1,5%)	
				•	Hexaquant® S (5,0%)	
				•	Meliseptol®	
				•	Melsept® SF (0,5%)	
				•	Melsept® SF (5,0%)	
				•	Tego® 2000 (1,0%)	Th. Goldschmidt AG
				•	Incidin® Plus (0,5%)	Henkel-Ecolab
				•	Incidin® Extra N (0,5%)	Deutschland GmbH
				•	Incidin® foam	
				•	Desomed® Rapid AF	Desomed AG/
				•	Biguamed® Perfect	Dr. Trippen GmbH
				•	Microbac® forte (0,5%)	Bode Chemie GmbH & Co.
				•	Kohrsolin® FF (0,5%)	
				•	Kohrsolin® (1%)	
				•	Dismozon® pur (0,5%)	
				•	Biguazid plus	Antiseptica
				•	Franko Cid	Franken-Chemie GmbH & Co.KG
				•	Hakasinol®	Haka Kunz GmbH

Diese Tabelle zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Reinigung und Flächeninfektion unserer Kunstleder empfehlenswert sind (•). Diese Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen mit den angeführten Materialien und deren erfolgreichen Einsatz. Da wir auf etwaige Veränderungen der Inhaltsstoffe der Desinfektionsmittel, Schwankungen der Rohstoffe sowie auf die Art der Anwendung keinerlei Einfluss haben, können keine Garantien gegeben werden.